

The background features a complex, abstract design of overlapping, wavy lines. A prominent red line flows from the top right towards the bottom center, while several blue lines flow from the bottom left towards the right. The lines are thin and densely packed, creating a sense of movement and depth. The overall composition is dynamic and modern.

enovis™

NUEVOS PRODUCTOS

1. DonJoy linea elastica.-ManuLax
2. Aircast ActyFoot: soporte de tobillo
3. Aircast- VenaGo

DonJoy linea Elastica

enovis

DONJOY[®]



- Las soportes elásticos son las ayudas textiles externas que más se utilizan a menudo para reducir las limitaciones de actividad.
- Entre los mecanismos implícitos de la línea elástica para reducir las limitaciones de la actividad encontramos que :

Actúa sobre la propiocepción articular.

Actúa sobre la mecánica articular.

Actúa sobre la sensación de dolor.


Favorece la acción psicológica.

- El nivel de compresión se refieren a la cantidad de milímetros de mercurio (mmHg) de compresión que proporcionada el soporte.
- Se define por la presión aplicada por los soportes textiles elásticos a la extremidad o articulación a contener.


Nivel de compresión		Estandar		
		Britanico	Aleman	Frances
Clase I	Suave	14–17 mmHg	18–21 mmHg	10–15 mmHg
Clase II	Medio	18–24 mmHg	23–32 mmHg	15–20 mmHg
Clase III	Fuerte	25–35 mmHg	34–46 mmHg	20–36 mmHg
Clase IV	Muy fuerte	N/A	>49 mmHg	>36 mmHg

Anterior: clase II
Nueva: clase III

- Por medio del tejido de punto, que se teje por un solo hilo que va formando bucles que se entrelazan consigo mismo para dar lugar a un tejido construido en forma de red. Estos textiles se estiran fácilmente para adaptarse muy bien a la anatomía del cuerpo humano.



TEJIDO DE PUNTO




TEJIDO EN FORMA RED

- Nuestra nueva línea elástica de Donjoy tiene la capacidad de alargarse o ensancharse con lo que se consigue una de las características más importante de nuestros tejidos de punto, **LA ELASTICIDAD.**

1. ELASTANO: fibra sintética conocida por su gran elasticidad y resistencia.
2. POLIAMIDA : también conocida como nylon, se caracteriza por tener buena resistencia a la fatiga.



- Nuestro tejido de punto se caracteriza por ser muy eficaz para dar soporte y contención a las articulaciones para las cuales ha sido diseñado, estos soportes de la línea elástica son ideales para actividades deportivas pero también como soporte externo para las actividades cotidianas, ya que por sus características de construcción vas a encontrar un soporte textil livianos, suaves, con buena elongación, elasticidad y versatilidad en diseño.




TEJIDO TUBULAR




Las nuevas almohadillas de inserción son livianas, permiten la transpiración y su diseño es ideal para el contorno anatómico de las estructuras óseas y articulares, cuenta con unas protuberancias estimulantes que favorecen la propiocepción articular y versiones más pequeñas para las tallas 0-1-2.




Talla pediátrica (talla 0)



La talla 0- pediátrica, ahora está definido por un patrón gráfico rojo que facilita y guía su correcta aplicación.



Se ha creado un conjunto de iconos para indicar las características relevantes de cada producto, que se muestran en el embalaje para una fácil referencia e identificación.



The image features the word "DONJOY" in a bold, italicized, white sans-serif font, centered horizontally. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. The background is a dark, black space filled with numerous small, reddish-orange stars and faint, thin white lines connecting some of the stars, resembling a star map or constellation. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on the brand name against a cosmic theme.

DONJOY®

1. Nueva linea elastica

4 ankle supports



DonJoy FortiLax™ Ankle



DonJoy MaloLax™



DonJoy StrapiLax™ Ankle



DonJoy AchiLax™



DonJoy ManuLax™



DonJoy CondiLax™



DonJoy ScapuLax™

3 Nuevos soportes para MMSS



DonJoy FortiLax™ Knee



DonJoy RotuLax™ Knee



DonJoy StrapiLax™ Knee



DonJoy StabiLax™



DonJoy GenuLax™



DonJoy PateLax™

6 Soportes de rodilla

LÍNEA ELÁSTICA MUÑECA



DonJoy ManuLax

INDICACIONES

- Soporte y compresión después de lesiones leves de muñeca y osteoartrosis leve de muñeca.
- Estimulación propioceptiva y neuromuscular a través de la compresión.
- Prevención de lesiones.
- Esguince leve de muñeca.
- Tendinitis de la muñeca y tenosinovitis leve.
- Inestabilidad de la muñeca .
- Síndrome del túnel del carpo.



- La osteoartritis de la muñeca ocurre cuando el cartílago liso encargado de la amortiguación, ubicado al final de los huesos en la articulación de la muñeca se desgasta, causando fricción e inflamación.
- Los síntomas incluyen dolor, inflamación e inmovilidad.
- Si no se trata, los huesos que conforman la muñeca pueden perder su forma normal, lo que provoca más dolor y menos movilidad.




- Los esguinces de la muñeca se producen con frecuencia cuando una persona se cae. La muñeca, por lo general, se dobla hacia atrás cuando la mano golpea el suelo.
- Después de la lesión, la muñeca suele inflamarse, puede presentar hematomas y también puede doler al realizar movimientos.



Túnel carpiano

- El túnel carpiano es un pasadizo estrecho y rígido formado por los ligamento y huesos de la base de la mano, contiene tendones y el nervio mediano.
- Está delimitado en su parte proximal por los huesos pisiforme, semilunar, piramidal y escafoides; y su parte distal por el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso.
- El techo del túnel está formado por el ligamento denominado retináculo flexor.
- A través de este túnel discurren cuatro tendones del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano, cuatro tendones del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano y el tendón del músculo flexor largo del pulgar.



- El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano se comprime dentro del túnel carpiano, a nivel de la muñeca.


Nervio Mediano

Túnel carpiano


El nervio mediano es un nervio sensitivo motor.

Conduce la sensibilidad de la cara palmar del pulgar, índice, mayor y mitad radial del anular así como la eminencia tenar en la palma.

También inerva a los músculos intrínsecos de la mano.



- Movimientos repetitivos
- Fracturas de huesos y artritis de la muñeca
- Quiste o tumor que crece en la muñeca
- Infecciones
- Obesidad
- Líquidos adicionales que se acumulan en el cuerpo durante el embarazo o la menopausia.
- Artritis reumatoidea
- Enfermedades que causan depósitos anormales de proteína en el cuerpo (amiloidosis)



- Diseño anatómico tejido en 3D que proporciona compresión efectiva y específica (20-36 mmHg, estándar médico) y soporte.
- Tejido suave, elástico y transpirable para mayor comodidad.
-
- Área elástica en la base del dedo pulgar que facilita la transpiración, da libertad de movimiento y comodidad.
-
- Bordes con compresión reducida que desvían la presión en los extremos del soporte para proporcionar un ajuste cómodo.
-
- Férula palmar moldeable y extraíble que brinda mayor soporte y comodidad.
-
- Correas ajustables y removibles que ayudan a controlar el grado de estabilidad y compresión.
-
- Almohadilla estiloides que proporcionar apoyo y alivio de la presión.

DonJoy ManuLax



Medir el perímetro por encima de la muñeca en cm.

Referencias		Perímetro de la muñeca	Tallas
DERECHA	IZQUIERDA		
82-0718-1	82-0719-1	13 - 14.5 cm	1
82-0718-2	82-0719-2	14.5 - 16 cm	2
82-0718-3	82-0719-3	16 - 17.5 cm	3
82-0718-4	82-0719-4	17.5 - 19 cm	4
82-0718-5	82-0719-5	19 - 20.5 cm	5
82-0718-6	82-0719-6	20.5 - 22 cm	6

EMPAQUE



26 cm

3 cm

10 cm



AIRCAS^T®

CONTROL DE LA
ESTABILIDAD



- **USO PREVISTO**

Diseñado para proporcionar apoyo, estabilización y parcial inmovilización (restricción del movimiento) del tobillo

- **INDICACIONES**

- Esguinces agudos de tobillo y roturas de ligamentos
- Inestabilidad crónica de tobillo (CAI)
- Protección de la articulación del tobillo.
- Rehabilitación funcional de lesión de tobillo



« 2 en 1 »
Cuidado agudo y
funcional del tobillo


2. ActyFoot™

- El complejo de pie y tobillo consta de:
- 26 huesos
- 33 articulaciones
- Músculos (tejido fibroso capaz de contraerse para provocar el movimiento del cuerpo)
- Tendones (tejido blando que conecta los músculos con los huesos para brindar apoyo)
- Ligamentos (tejido blando que conecta huesos con otros huesos y ayuda a mantener los tendones en su lugar proporcionando estabilidad a las articulaciones)
- Cartílago (evita la fricción cuando los huesos se mueven entre sí)
- Vasos sanguíneos, nervios y tejidos blandos


Proporcionar equilibrio, estabilidad, movimiento y propulsión.



- El tobillo consta de tres huesos unidos por músculos,
- tendones y ligamentos que conectan el pie con la pierna.
- Tibia (hueso de la espinilla)
- Peroné
- Astrágalo



- Hay varios ligamentos importantes en el tobillo.
- Tres ligamentos en la parte exterior del tobillo (ATFL, CFL, PTFL), proporcionar estabilidad contra la inversión de la articulación del tobillo.
- El ligamento deltoideo, un ligamento grueso que soporta todo el lado medial/interno del tobillo.



Tienen un inicio repentino (traumático o no traumático) provocado por una caída, un choque con otro deportista o con un objeto, un mal gesto técnico o una carga que supere los límites fisiológicos.

Una lesión aguda puede durar hasta ente 8 y 12 semanas en recuperarse.



- Un dolor repentino y severo.
- Inflamación de la zona.
- Dificultades para apoyarse en la extremidad o articulación afectada.
- Dificultad para mover normalmente la articulación o extremidad.
- Deformidad palpable en la articulación o extremidad.



- Una lesión crónica se desarrolla lentamente con el tiempo, tiende a doler durante el reposo y el uso de la articulación o musculatura cercana suele provocar mayor dolor, se acompaña de inflamación y sensación de inestabilidad articular. La causa más común es el uso excesivo o la falta de resolución adecuada de una lesión aguda.
- Se dice que una lesión es crónica cuando tiene una duración mayor a tres meses y se sostiene en el tiempo.



- Dolor en las actividades cotidianas.
- Dolor mientras está haciendo ejercicio.
- Dolor durante el reposo.
- Inflamación permanente.
- Rigidez y falta de movilidad.
- Deformidad.



- Grado 1: lesión del 5% de las fibras del ligamento, distensión, no laxitud articular (medio).
- Grado 2: lesión del 40%-50% de las fibras, rotura parcial, inestabilidad articular leve (moderado).
- Grado 3: ruptura completa del ligamento (severo).




- La inestabilidad articular del tobillo pueden deberse a una inestabilidad mecánica o funcional.
- La **inestabilidad mecánica** es definida como un movimiento del tobillo más allá del límite fisiológico con una alteración de las propiedades elásticas de los ligamentos fijadores, las causas son: laxitud cápsulo-ligamentosa patológica, cambios en los movimientos entre las superficies articulares y degeneración de las superficies articulares.
- La **inestabilidad funcional** es definida como la sensación subjetiva de desequilibrio del tobillo, debido a un déficit propioceptivo y neuromuscular, ya que la lesión estructural no sólo ocurre en los ligamentos, sino también en el nervio y en el tejido músculo-tendinoso, pudiendo provocar numerosas alteraciones asociadas.

- **COMO FUNCIONA?**

1. **Carcasa medial semirrígida**

- Núcleo rígido con bordes más flexibles
 - Se ajusta a la anatomía del tobillo para brindar comodidad al uso
-
- La base de la planta de pie es suave y discreto mejora el control del tobillo sin limitar la flexión plantar o dorsal (promueve el movimiento natural)


ESTABILIZACION EFECTIVA DEL TOBILLO



- ¿CÓMO FUNCIONA?
- Sistema de correa funcionales (elásticos y partes no elásticas)
- Proporciona retroalimentación propioceptiva
- Funciona junto con la carcasa semirrígida.

Control de la inversion y compression ajustable

Tres correas integradas



- ¿CÓMO FUNCIONA?
- 3. Carcasa lateral semirrígida removible.
- Brinda soporte y protección adicionales al limitar la inversión del tobillo (torsión lateral)
- Permite un diseño modular



Soporte, Inmovilizacion & Proteccion

- DISEÑO

MODULAR

Tirante lateral desmontable, para controlar el nivel de estabilidad del tobillo requerido, tanto para las fases agudas como crónicas de los esguinces


DISCRETO

Cabe en la mayoría de los zapatos deportivos tradicionales y se puede usar sobre el calcetín para mayor comodidad, bajo perfil, correas resistentes y duraderas.

Ergonómico

La carcasa semirrígida con forma anatómica ayuda a evitar los puntos de presión y proporciona una mayor comodidad. Se puede abrir completamente para permitir una aplicación simple y segura.








Con el soporte lateral

- 1** Afloje las correas, quite el soporte lateral y abra la ortesis.
- 2** Deslice el pie en la parte posterior de la ortesis. La pieza rígida deberá estar contra la parte interior de la pierna.
- 3** Sujete los velcros de la correa del antepié (•) a los velcros de la pieza rígida (•).
La correa deberá estar firmemente ajustada pero sentirse cómoda

Sin el soporte lateral

- 1** Afloje las correas, quite el soporte lateral y abra la ortesis.
- 2** Deslice el pie en la parte posterior de la ortesis. La pieza rígida deberá estar contra la parte interior de la pierna.
- 3** Sujete los velcros de la correa del antepié (•) a los velcros de la pieza rígida (•).
La correa deberá estar suficientemente ajustada pero sentirse cómoda.



4a Guíe la correa del gemelo por detrás de la pierna, y sujétela a la parte superior de la pieza rígida de la ortesis utilizando los velcros (••).

4b Utilizando los velcros, primero una la parte inferior del soporte lateral (••) la parte inferior de la ortesis, y luego la parte superior del soporte lateral (••) a la parte superior de la ortesis.

5 Pase la correa alrededor del gemelo y sujétela a sí misma (••).

4 Guíe la correa del gemelo por detrás de la pierna, y sujétela a la parte superior de la pieza rígida de la ortesis utilizando los velcros (••).





6 Tire de la correa de antisupinación en diagonal por encima del empeine y sujétela a la correa del gemelo en la parte superior de la ortesis (❖❖)

5 Pase la correa que sobra alrededor del gemelo y sujétela a sí misma (❖)

6 Tire de la correa de antisupinación en diagonal por sobre el empeine y sujétela a la correa del gemelo en la parte superior de la ortesis (❖❖)

La correa deberá estar lo suficientemente ajustada para evitar movimientos de supinación




El tobillo y el talón tienden hacia afuera

Lavar a mano (máx. 30°C) usando un jabón neutro.

No usar lejía. Enjuagar a fondo. Dejar secar al aire. No secar con máquina secadora. No limpiar en seco. No planchar.

COMPOSICIÓN

Poliamida, poliuretano, acrílico, poliéster, elastano, polipropileno, resina



**NO SE HA EMPLEADO LÁTEX DE CAUCHO
NATURAL EN SU FABRICACIÓN**

AIRCAST®



- Soportes de tobillo

ESTABILIDAD MODERADA



StrapiLax™ Ankle



A60™

ESTABILIDAD MEDIA



Airsport®

ActyFoot™
(sin el soporte lateral)



ESTABILIDAD ALTA



Airsport®+

ActyFoot™
(con el soporte lateral)



Air-Stirrup® II



INMOVILIZACION


WALKERS



- INFORMACION DE ORDENES

PART NUMBER		HEEL CIRCUMFERENCE*	EU SHOE SIZE	SIZE
LEFT	RIGHT			
82-02A-SL	82-02A-SR	≤ 30 cm	≤ 38	Small
82-02A-ML	82-02A-MR	30 – 34 cm	38-43	Medium
82-02A-LL	82-02A-LR	≥ 34 cm	≥ 43	Large

*For more accurate sizing



ActyFoot



VenaGo

VASCULAR-VENAGO

TECNOLOGÍA HOSPITALARIA PARA EL
CUIDADO DOMICILIARIO.



- Ayuda en la prevención de la TVP.
- También se puede utilizar como ayuda en la profilaxis de TVP. por personas inmobilizadas.
- Ayuda a mejorar la circulación sanguínea
- Ayuda a disminuir el dolor y la hinchazón posoperatorios
- Ayuda a reducir el tiempo de cicatrización de heridas
- Ayuda en el tratamiento de dermatitis por estasis, úlceras por estasis y úlceras diabéticas en las piernas.




La trombosis venosa profunda (DVT, por sus siglas en inglés) se produce cuando se forma un coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas.

La trombosis venosa profunda puede causar dolor o inflamación de piernas o a veces, no hay síntomas notorios.

Puedes desarrollar una trombosis venosa profunda si tienes ciertas enfermedades que afectan la forma en que coagula la sangre.


Un coágulo sanguíneo en las piernas también puede ocurrir por periodos de inmovilidad prolongados: como viajes de largas distancias o periodos de reposo en cama después de una cirugía, enfermedad o accidente.



La trombosis venosa profunda puede ser grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden desprenderse

Los coágulos pueden trasladarse a través del torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones y, de este modo, bloquear el flujo sanguíneo (embolia pulmonar).

Cuando la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar ocurren juntas, se denomina tromboembolismo venoso (VTE, por sus siglas en inglés).




- Es un trastorno de la circulación lenta y progresiva.
- Incluye todas las enfermedades en las arterias, las venas o los vasos linfáticos.
- Consiste en el aporte inadecuado de sangre a las extremidades, lo que dificulta su funcionamiento, las partes afectadas con mayor frecuencia son las piernas y los pies, de ahí su nombre: enfermedad vascular periférica.




- El término "enfermedad vascular periférica" engloba varios trastornos diferentes. Entre otros, se pueden incluir los siguientes:
 - Arteriosclerosis.
 - Insuficiencia venosa crónica.
 - Trombosis venosa profunda.
 - Tromboflebitis.
 - Venas varicosas.

- La arteriosclerosis es la acumulación de placa en la pared interior de una arteria.
- La placa está formada por depósitos de sustancias grasas, colesterol, productos de desechos de las células, calcio y fibrina.
- La pared de la arteria se engruesa y pierde su elasticidad.
- Si afecta a una arteria principal, puede provocar un ataque cardíaco, un derrame, un aneurisma o coágulos de sangre.



- Es un trastorno prolongado en el que una o más venas no transportan un retorno sanguíneo adecuado desde las extremidades al corazón a causa de daños en las válvulas venosas.
- Los síntomas incluyen decoloración de la piel en los tobillos, piernas hinchadas y dolor sordo, pesadez o calambres en las extremidades.

Válvula Normal




Válvula Disfuncional



- Es la formación de un coágulo en una vena superficial inflamada de las piernas .
- Se da como consecuencia de la acumulación de sangre, una lesión en la pared venosa o una alteración en la coagulación sanguínea.
- Los síntomas comunes son: inflamación, dolor, sensibilidad, enrojecimiento y calor.



- Se trata de venas dilatadas y torcidas producto de válvulas anómalas (permiten el retorno del flujo de sangre), por lo que se produce una acumulación de sangre.
- Los síntomas incluyen moretones y sensación de ardor, dolor y fatiga .
- Los síntomas se ven intensificados por el embarazo, la obesidad o por estar de pie durante periodos de tiempo prolongados.




- La dermatitis por estasis es una inflamación de la piel en la parte inferior de las piernas ocasionada por el estancamiento de sangre y líquidos.
- Las úlceras son llagas abiertas que se pueden formar de no recibir tratamiento para la dermatitis por estasis.



- Disfunción de los nervios periféricos de los miembros inferiores que produce pérdida de la sensibilidad como consecuencia de la diabetes.
- Es posible que no sienta una cortadura, una ampolla o una lesión.
- Las lesiones como éstas en el pie pueden causar úlceras e infecciones. Los casos graves pueden inclusive causar una amputación.
- El daño en los vasos sanguíneos también puede significar que los pies no reciben suficiente sangre y oxígeno.



- Una úlcera es una llaga o lesión que aparece en la piel a causa de una pérdida de sustancia que no tiende a la cicatrización.



Grado 0: pie de riesgo, piel intacta.

Grado 1: úlcera superficial o que afecta tejido celular subcutáneo.

Grado 2: úlcera profunda que afecta tendón y/o capsula (sin osteomieliti

Grado 3: úlcera profunda que afecta hueso (con osteomielitis).

Grado 4: gangrena que afecta únicamente dedos (amputación menor).

Grado 5: gangrena que afecta mediopié/antepié (amputación mayor).

- La compresión secuencial graduada cuenta con 2 celdas de aire superior y 2 celdas de aire distal se infla primero, seguida poco después por la celda de aire anterior.
- El diseño de compresión asimétrica aplica compresión a la parte anterior de la pierna para ayudar a vaciar las venas de la pierna.
- Batería dura 10-12 horas Toda lo noche
- Se carga en 4 horas desconectado y 6 en funcionamiento.
- Lecturas de presión fáciles de ver y tiempo real
- Aplica 50 mmhg una vez por minuto
- Datos de cumplimiento descargables
- Operación simple con un solo botón



- ENCENDIDO
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 1,5 segundos para encender el dispositivo.
- El equipo sonará una vez cuando el dispositivo esté encendido, el digital La pantalla muestra el tiempo de trabajo acumulado durante 2 segundos.
- verde batería cargada
- Naranja batería baja
- APAGADO
- Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 1,5 segundos para apagar el dispositivo. El equipo sonará dos veces cuando el dispositivo esté apagado, la pantalla digital se apaga, y el indicador de luz debajo del botón ON/OFF se apaga.

- Después de encenderse, el dispositivo primero muestra el trabajo acumulado tiempo durante 2 segundos.
- Posteriormente, el dispositivo comienza a inflarse y, mientras tanto, el la pantalla muestra la presión de inflado en tiempo real en orden de 00-10-20-30-40- 50.
- Después de alcanzar la presión máxima de 50 mmHg, el dispositivo permanece a 50 mmHg durante 0-4 segundos y luego comienza a desinflarse.
- Durante el desinflado, el la visualización de la presión cambia de “50” a “00”, y sigue parpadeando hasta que comienza el siguiente ciclo
- Nota: un círculo completo de inflación, deflación y descanso toma aproximadamente 60 segundos)

- APLICACIÓN DE ENVOLTURA

- Envuelva el soporte unido al dispositivo alrededor de su pantorrilla y asegure el velcro y correas se mantengan en su lugar.
- Asegúrate de que la envoltura esté ajustada, pero no demasiado apretada.
- El dispositivo debe estar puesto mas cerca a la rodilla que a el tobillo al igual que el botón de mando.
- El dispositivo debe estar puesto mas hacia la parte lateral de la pantorrilla.
- Cuando ambas vendas estén aseguradas en sus piernas, deben verse como las imagen debajo.
- Nota: La venda se puede colocar directamente sobre la piel o sobre una prenda ligera.



- Bajo voltaje de la batería: cuando el voltaje de la batería es muy bajo (3,3 V), el dispositivo deja de funcionar, la luz roja debajo del botón ON/OFF sigue parpadeando rápidamente, la pantalla digital muestra "LO", y el equipo sigue sonando durante 10 segundos. Posteriormente, el dispositivo se apaga automáticamente.
- Baja presión y fuga de aire: cuando el tiempo de inflado supera los 30 segundos (en el primer ciclo) y la presión del aire inflado no ha alcanzado los 50 mmHg – luego el dispositivo deja de inflarse, la luz roja debajo del botón ON/OFF sigue parpadeando rápidamente, la pantalla muestra "LP", y el equipo sigue sonando durante 10 segundos. Posteriormente, el dispositivo se apaga automáticamente.

- **NOTA:** Inspeccione el dispositivo y siga las instrucciones de limpieza y desinfección. Procedimientos previos a cada uso.
- **ADVERTENCIA:** El dispositivo debe estar apagado y desconectado de la pared. salida antes y durante la limpieza o desinfección.
- **NO SUMERJA EL DISPOSITIVO EN NINGÚN LÍQUIDO POR NINGÚN MOTIVO.**
- Limpie la superficie exterior del dispositivo con un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70%.
- No utilice limpiadores abrasivos o volátiles.
- No coloque el dispositivo ni las envolturas en la secadora ni en el microondas. **NUNCA** retire el dispositivo de la envoltura
- Secar al aire libre
- Dejar secar al menos 1 hora antes de encender



Creating Better Together™

enovis™