



**PERFECCIONANDO  
CADA CENTÍMETRO**

**Esterilizador a Vapor Mediano AMSCO® 600**

# BASTA ENCASTRARLO

## BASTA ENCASTRARLO

El elegante diseño del Esterilizador a Vapor Mediano AMSCO® 600 satisface sus necesidades, **maximizando el rendimiento y utilizando menos espacio**. Ya sea en el reemplazo de un esterilizador, expansión o construcción de un CME, el diseño del Esterilizador a Vapor AMSCO 600 lo convierte en una elección obvia.

## NUEVA CONSTRUCCIÓN REEMPLAZO Y RENOVACIÓN

Sin Necesidad de  
Espacio Libre.  
Lateral para  
instalación y servicio



● **INSTALACIÓN EN BLOQUES** crea una central de productividad

Ancho de solo 118"



AMSCO 600 Mediano  
con Cámara de 39"



# 70% de Ahorro de Espacio por Unidad\*

● Procesamiento de Giro Rápido



● Trabajo que Nunca Para

Agregue un **FAST LANE** para cargas más pequeñas que necesitan ser usadas rápidamente, **incluyendo conjuntos ortopédicos**

**Permanece en funcionamiento** si el esterilizador principal no está activado

## LISTO PARA CME



El generador de vapor limpio integrado disponible, con tamaño reducido y alto rendimiento, hace de AMSCO 600 **la elección ideal** para CME u otras áreas de procesamiento.

\*en comparación con la generación anterior.

## EL PODER DE LA PRODUCTIVIDAD

Nunca sacrifique la productividad debido al espacio nuevamente: cumpla con las demandas de productividad y aumente el espacio de trabajo del equipo con el modelo AMSCO 600.



AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LOS CME

AMSCO 400 PEQUEÑO  
3 BANDEJAS POR CICLO

AMSCO 600 MEDIANO  
15 BANDEJAS POR CICLO

59"      39"

Hasta **5 veces** el rendimiento en espacio **30%** menor\*\*

## RENDIMIENTO EN NÚMEROS

La prueba está en los números - agregando hasta el rendimiento máximo



90 bandejas por turno de 8 horas



Hasta 15 bandejas por ciclo\*\*



375 libras por ciclo

\*\* En comparación con el Esterilizador a Vapor Pequeño AMSCO® 400

## MANTENGA SU PROCESO EN MOVIMIENTO

Mejore la eficiencia del equipo con una interfaz fácil de usar que le mantiene informado sobre el progreso del ciclo en toda la sala.




Transfiera cargas fácilmente y reduzca el manejo innecesario de paquetes utilizando el carrito de transferencia con altura regulable.

## CONSTRUIDO PARA DURAR

Cuando la etiqueta dice AMSCO, usted sabe que eso representa una **esterilización a vapor confiable y de alta calidad.**

- **Construcción totalmente garantizada** - garantía de 15 años para la cámara y garantía de dos años para la guarnición, mejores condiciones de la industria.
- Sellado activado por vapor que **nunca exige lubricación**
- **Menos condensación interna**, con una cámara completamente revestida




### Ingeniería Sostenible



- **Ahorre agua** con la bomba de vacío eléctrica de 2 etapas
- Sensores que **minimizan las necesidades de enfriamiento de agua**
- **Conserve utilitarios** con la desactivación programable de auto utilitarios
- **Minimice la pérdida de calor** con una cámara totalmente aislada.

## CONFORMIDAD TRANSFORMADA EN ESTÁNDAR

- **Impulse su proceso con un flujo de trabajo de 3 zonas** usando el modelo con doble puerta
- **Mejore la eficacia** con un flujo de trabajo lineal
- **Ayude a evitar la contaminación cruzada** entre áreas limpias y ésteres



## SOLUCIONES CONECTADAS

Conéctese sin problemas y obtenga resultados inmediatos para el Esterilizador a vapor mediano AMSCO 600 y la Incubadora Celerity™ utilizando la tecnología Connect Assure.


Si los datos se envían al sistema de trazabilidad de su institución o a la interfaz Connect Assure, la información crítica estará disponible con el simple clic de un mouse.




- **Registros completos de esterilización** en un único lugar
- **Recordatorios para tareas** periódicas de mantenimiento
- **Obtenga los resultados antes de que el paquete se enfríe** - lectura de 20 minutos con el Indicador Biológico para Vapor Celerity™

### Listo para Vapor Limpio

Si usted tiene vapor limpio o planea actualizar su sistema en el futuro, AMSCO 600 está listo para usted. Tiene **estructura lista para vapor limpio**, con tubería de acero inoxidable y un **generador de vapor integrado opcional.**



# MAXIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVIDAD DEL EQUIPO



Un equipo de expertos en servicios ofrece el más alto nivel de capacidad de respuesta y experiencia técnica de la industria, **ayudando a mantener su equipo en funcionamiento 24 horas por día, 7 días por semana**

- Respuesta telefónica en cuatro horas y respuesta *in situ* en 48 horas, independientemente del proveedor de servicios principal

## DISPONIBLE CON LAS CONFIGURACIONES A CONTINUACIÓN

- 26,5" X 26,5" X (longitud de 39", 51" o 63")
- Puerta simple o doble
- En gabinete o embutido
- Alimentado a vapor o eléctrico

Para obtener más información sobre el Esterilizador a Vapor Mediano AMSCO® 600, hable con un representante de STERIS o visite [STERIS.com/AMSCO600](http://STERIS.com/AMSCO600)

 **STERIS**

STERIS Corporation  
5960 Heisley Road  
Mentor, OH 44060-1834 • EE.UU. ✉  
440-354-2600 • 800-548-4873  
[www.steris.com](http://www.steris.com)