

DI VALVE

VALVULA PARA
HIDROCEFALIA



Diavalve no es afectada por tejido de encapsulación

- Compatible con RM
- Base Flexible
- Flujo Fisiológico

DIavalve

VALVULA PARA HIDROCEFALIA




Grafico de Presión (mmH₂O)

Part. N°	VH302	VH202	VH102
Flujo ml/hr	Alta mmH ₂ O	Media mmH ₂ O	Baja mmH ₂ O
10	109	74	30
20	122	84	40
30	131	91	44
40	137	95	48
50	150	98	51

