



MEY-KO®

Dra. Dilcia Chávez



*Una de las mejores compañías a nivel mundial que fabrica
Medias de compresión graduada*



América




Reino Unido





R.S Invima 2021dm-0007944-r1

R.S. Invima 2018dm-0018595





VARICOSE
VEINS



COMPRESSION
VEINS

No-Varix®

MediVaric
MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

**Actúan creando gradiente de
compresion ascendente.**



MEY-KO

CLASIFICACION CEAP

CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

CLASIFICACIÓN CLÍNICA CEAP (C)	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Sin signos visibles de enfermedad venosa	Telangiectasias o venas reticulares	Venas varicosas	Edema	Cambios en la piel y tejido subcutáneo	Úlcera venosa cicatrizada	Úlcera venosa activa
DESCRIPCIÓN	No hay signos visibles o palpables de enfermedad venosa.	Pequeñas venas dilatadas visibles cerca de la superficie de la piel.	Venas dilatadas mayores de 3 mm de diámetro.	Hinchazón de la extremidad debido a la acumulación de líquido.	Cambios en la piel debido a enfermedad venosa crónica.	Úlcera venosa que ha sanado completamente.	Úlcera venosa abierta en la piel.
IMAGEN CLÍNICA							

Tipos de Compresión

No-Varix®

8-15 mmHg	BAJA Compresión
15-20 mmHg	MEDIANA Compresión
18-22 mmHg	ANTIEMBÓLICA
20-30 mmHg	FIRME Compresión
30-40 mmHg	EXTRA FIRME Compresión
15-20 mmHg	NV-X® Sport MEDIANA COMPRESIÓN

MediVaric

ANTIEMBÓLICA - TVP Quirúrgico 18 - 23 mmHg	Clase II
PREVENCIÓN VÁRICE Baja Compresión 8-15 mmHg	Clase I
CONTROL VÁRICE Mediana Compresión 15-20 mmHg	Clase I
TERAPEÚTICA VÁRICE Alta compresión 20-30 mmHg	Clase II
PARA PIE DE ATLETA Y PIE SENSIBLE O DIABÉTICO Fabricadas de Hilado con Cobre	
SPORT Mediana compresión 18 - 23 mmHg	Clase II

Medi Varic

BAJA COMPRESIÓN

No-Varix®

**Prevención de
Várice 8-15mmHg**

C0

Sin signos visibles
de enfermedad
venosa

No hay signos visibles
o palpables de
enfermedad venosa.



C1

Telangiectasias
o venas reticulares

Pequeñas venas
dilatadas visibles
cerca de la superficie
de la piel.



MEY-KO

Medi Varic



MEDIANA COMPRESIÓN

Control de Várice 15-20mmHg



No-Varix®

C2	C3
Venas varicosas	Edema
Venas dilatadas mayores de 3 mm de diámetro.	Hinchazón de la extremidad debido a la acumulación de líquido.
	
<ul style="list-style-type: none">• Venas varicosas visibles y/o palpables (> 3 mm)• Puede haber dolor, pesadez, cansancio, calambres	<ul style="list-style-type: none">• Edema con fóvea (blando)• Aumenta al final del día• Mejora con elevación de la pierna

MEY-KO

MEDIANA COMPRESIÓN

15-20 mmHg



15 - 20 mmHg Mediana Compresión



Colores Disponibles:

Media Para Dama
Ref - 55

Medi Varic



LÍNEA HILOS DE COBRE

Contiene hilos con nano-tecnología que incorpora las propiedades del cobre:
Ayudan a prevenir el pie de atleta, el mal olor y la humedad.
Eliminan bacterias, hongos y ácaros, también ayudan a la recuperación de la piel maltratada.



COMPRESIÓN

15-20 mmHg MEDIANA COMPRESIÓN


ESTILO



Hasta la rodilla

COLORES

NEGRO
AZUL NAVY



Medias antiembólicas Medivaric

¿Para qué sirven?

¿Por qué son blancas?

**Compresion 18-23 mmHg
Clase II**

MediVaric

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

**Compresion graduada decreciente que
favorece el retorno venoso**

**Recomendado para tratamiento
operatorios y postoperatorio**

- **Apertura de inspeccion**
- **talon anatomico**
- **cinturon ajustable**
- **costuras planas que no se marcan**

Medi Varic

MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

TERAPÉUTICA VÁRICE/ FIRME COMPRESIÓN

Alta Compresión 20-30 mmHg



No-Varix®

C4	C5
Cambios en la piel y tejido subcutáneo	Úlcera venosa cicatrizada
Cambios en la piel debido a enfermedad venosa crónica.	Úlcera venosa que ha sanado completamente.
	

MEY-KO



C3	C4	C5
Edema	Cambios en la piel y tejido subcutáneo	Úlcera venosa cicatrizada
Hinchazón de la extremidad debido a la acumulación de líquido.	Cambios en la piel debido a enfermedad venosa crónica.	Úlcera venosa que ha sanado completamente.
		

FIRME COMPRESIÓN

20-30 mmHg

EXTRA FIRME COMPRESIÓN

30-40
mmHg

No-Varix



MEY-KO

TABLA DE TALLAS MEDIAS HASTA LA RODILLA

Circunferencia de la pantorrilla

	11" (28 cm)	12" (30.5 cm)	13" (33 cm)	14" (35.5 cm)	15" (38 cm)	16" (40.5 cm)	17" (43 cm)	18" (45.5 cm)
14" (35.5 cm)	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	M	M	L/G	L/G
15" (38 cm)	S/CH/P	S/CH/P	S/CH/P	M	M	L/G	L/G	L/G
16" (40.5 cm)	S/CH/P	S/CH/P	M	M	M	L/G	L/G	L/G
17" (43 cm)	S/CH/P	M	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG
18" (45.5 cm)	M	M	M	M	L/G	L/G	XL/EG	XL/EG
19" (45.5 cm)	M	M	M	M	L/G	XL/EG	XL/EG	XL/EG

Distancia del
suelo al ángulo
posterior de
la rodilla

A La circunferencia de la pantorrilla.


B La altura desde el talón hasta la parte posterior de la rodilla.

Longitud (cm)

Circunferencia de la pantorrilla (cm)



Peso



Altura






TABLA DE TALLAS PARA MEDIA DE COMPRESIÓN GRADUADA


			
	TOBIMEDIAS	MEDIAS	PANTIMEDIAS
LARGO	35 - 48 cm Hasta la base de la rodilla	74 - 84 cm Hasta la parte alta del muslo	74 - 84 cm Hasta la parte alta del muslo
CH	Cb: 18-22 cm Cc: 25-31 cm	Cb: 18-22 cm Cc: 25-31 cm Cg: max 66 cm	Cb: 18-22 cm Cc: 25-31 cm Cg: 49 - 53 cm
M	Cb: 22-26 cm Cc: 32-38 cm	Cb: 22-26 cm Cc: 32-38 cm Cg: max 66 cm	Cb: 22-26 cm Cc: 32-38 cm Cg: 54-58 cm
G	Cb: 26-29 cm Cc: 39-44 cm	Cb: 26-29 cm Cc: 39-44 cm Cg: max 66 cm	Cb: 26-29 cm Cc: 39-44 cm Cg: 59-63 cm
XG	Cb: 29-32 cm Cc: 45-50 cm	Cb: 29-32 cm Cc: 45-50 cm Cg: max 66 cm	Cb: 29-32 cm Cc: 45-50 cm Cg: max 66 cm



Cb: Medida contorno del tobillo / **Cc:** Medida contorno del gemelo / **Cg:** Medida contorno del muslo

Largo: Esta medida se toma estando el pie descalzo hasta donde indique la tabla

TABLA DE TALLAS MANGA COMPLETA



PUNTOS DE MEDIDA	Small/Chica/Pequeño	Medium/Mediano	Large/Grande	X-Large/Extra grande
C	18-21 cm	20-23 cm	20-25 cm	24-27 cm
C1	15-17 cm	17-19 cm	19-21 cm	22-25 cm
D	21-26 cm	23-27 cm	24-29 cm	26-28 cm
F	30-35 cm	34-40 cm	40-45 cm	46-50 cm
C1 hasta G*	41-45 cm	41-45 cm	45-49 cm	45-49 cm

* 2 cm por debajo de la axila.

Presoterapia beurer FM 150

- Insuficiencia venosa crónica leve
- Retención de líquidos y edema leve
- Sd. de piernas cansadas
- Prevención de varices



Presoterapia

1. Masaje neumático (activo)
2. Drenaje y estimulación
3. Sesiones cortas 10-30min por sesión
4. Relajación al final del día





El resultado: una pelvis más estable



Menos presión
en la articulación
sacroilíaca



Menor bamboleo
y mayor control
de la marcha



Más comodidad
al caminar,
ponerse de pie y girar



Mejor postura y
alineación de la pelvis



**Calzador Universal de
medias**

MEY-KO

MediVaric
MEDIAS MEDICADAS - MEDICAL STOCKINGS

No-Varix[®]



LA CALIDAD, DURABILIDAD
Y EFECTIVIDAD HACEN DE
NUESTROS PRODUCTOS
LA MEJOR ELECCIÓN.

¡Gracias!

MEY-KO